Stand: 31.01.2025

Analysis Order

## Universität Duisburg-Essen Fakultät für Chemie Institut für Anorganische Chemie Prof. Dr. Matthias Epple Labor für Mikroanalytik

Allalysis Oluci	R. Meya/ L. aus der Beck
·	Universitätsstr.2-5 45117 Essen
Client:	Gebäude S07 S00 D47
	Telefon: 0201/183-2881
Name:	
Group:	Order-No.:
Phone:	
Adress:	

## General information on the submission of analysis orders and samples

(keep free)

- Please complete the analysis order legibly in block letters.
- Also label the sample containers with the name and sample number (label) legibly in block letters.
- To ensure good analyses, all elements that may be present must always be specified.
  Reason: In atomic absorption spectroscopy (AAS), the matrix of the standards is adapted to
  that of the samples. Various additions are used for CHNS-O determinations. For oxygen
  determination, a clear statement about organically or inorganically bound oxygen is
  therefore also absolutely necessary. Incorrect or missing additives will destroy the CHNS-O
  separation column!
- The sample material (solid) should be dry and crushed!
- Please fill air-sensitive samples into small Schlenk tubes up to 14 cm long (14.5 NS ground joint).
- We cannot guarantee the measurement results for test material we have weighed in ourselves!

Stand: 31.01.2025

## Universität Duisburg-Essen Fakultät für Chemie Institut für Anorganische Chemie Prof. Dr. Matthias Epple Labor für Mikroanalytik

Sample Number: (max. 6 signs)		
Empirical formular; str formular and all possib Elements in the sample	ole	
Properties:		
Sensitive: Air	Humidity	Light  Heat
(please tick)	organic Oxygen	inorganic Oxygen
Special indications of	possible hazards (e.B. t	oxicity, explosive):
Testing Elements	Theoretical Results	Informations
		Informations  Zards will be listed above
	rm that all possible ha	